

2011年4月

お客様各位

株式会社 東機貿
株式会社 佐多商会

インフューザブル加圧バッグに関する

重要なお知らせ

インフューザブル加圧バッグにつきまして、製造業者より下記の回収連絡が参りましたのでお知らせ申し上げます。

お客様にはご迷惑をおかけし誠に申し訳ございませんが、ご理解、ご協力いただきたく何卒よろしくお願い申し上げます。

【回収対象製品】

製品名 : インフューザブル 加圧バッグ
インフューザブル 加圧バッグ (P E G 用)

ロット番号 : 0040、0050、0060、0080、0130、
0250、0350、0360、0540、0880、
0990、1020、1030、1040、1060、
1090、1610、1620、1680、1740、
1750、1940、2180、2190、2230、
2250、2290、2320、2360、2390、
2450、2980、2990、3000、3010、
3020、3649、3659



【回収理由】

上記ロットの製品でリークが発生することが原因となって輸液の滴下や経腸栄養剤の注入調節に必要な圧力を輸液バッグ等に加えられない可能性があります。

なお、これまで国内外において健康被害は発生しておりません。

【お願い】

- ・上記ロットの回収対象製品はご使用をお控えいただき、念のため良品と区別して保管していただきますようお願い申し上げます。
- ・弊社からご連絡を差し上げた上で、改良品と無償交換させていただきます。

【お問合せ先】

販売元：株式会社 東機貿	クリティカルケア製品部	Tel 03-5762-7251	Fax 03-5762-7253
	札幌支店	Tel 011-717-0350	Fax 011-758-3901
	仙台支店	Tel 022-211-4551	Fax 022-211-4510
	名古屋支店	Tel 052-775-7800	Fax 052-775-7830
	大阪支店	Tel 06-4790-3100	Fax 06-4790-3101
	福岡支店	Tel 092-271-4695	Fax 092-271-4669
製造販売元：株式会社 佐多商会	品質保証部	Tel 03-5762-3007	Fax 03-5762-3036